

# Modelo 2441 Balanza Mecánica Pediátrica y de Niños



16 kg x 100 g



HECHO EN USA

Perfecta para hospitales, consultorios pediátricos, clínicas, o casas de reposos, la balanza pediátrica y para niños modelo 2441 de Detecto tiene como principal característica una capacidad de 16 kg con 100 g de incremento. Estas sólidas balanzas mecánicas son diseñadas pensando en el movimiento del bebe con la inflexible calidad que usted espera de Detecto.

La bandeja metálica blanca soporta a los niños cómodamente mientras la viga se lee fácilmente con graduaciones y números azules sobre un transfondo blanco. Esta balanza también viene con modelos de 20lb x 2 oz y 10 kg x50g.

#### CARACTERÍSTICAS DEL MODELO 2441

- Viga de Balanza, sin resorte
- Fácil lectura, graduaciones azules en fondo blanco
- También disponible en peso estándar

## Balanza de Viga Económica y compacta

#### ESPECIFICACIONES DEL MODELO 2441

Capacidad	16 kg x 100 g
Peso de Transporte	21 lb / 10 kg
Tamaño de Bandeja	11" Anch. x 19" Larg. x 2 1/2" Dia. 280 mm Anch. x 483 mm Larg. x 64 mm D.
Construcción Total	10 1/2" Alto x 21" Anch. 19" Dia. 267 mm Alto x 533 mm Anch. x 483 mm D.
Construcción de bandeja de metal	Resina Blanca

 **DETECTO**®

**CONSTRUYENDO UN  
MEJOR PESO**