

BALANZAS PEDIATRICAS



**BALANZA DE
BASE SÓLIDA,
ESTABLE Y MUY
RESISTENTE**
*para seguridad
del paciente durante
el pesaje.*

**Bandeja de poliestireno fácil de limpiar soporta
el bebe de manera segura y cómoda en estas
balanzas confiables**



**Sistema de
elevación de precisión
y base de acero pesado.**
No requiere electricidad .

TRADUCCIÓN LIBRE DE
A. JAIME ROJAS REPRESENTACIONES GENERALES S.A.
Rev 1



**DETECTO
Modelos**

450 | 451 | 459 | 4591

4 modelos a escoger

BALANZAS MECÁNICAS PEDIÁTRICAS DETECTO

Estas balanzas están diseñadas pensando en la actividad del bebé y están construidas con la calidad que usted espera de Detecto



La marca Detecto es conocida a nivel mundial, le asegura una confiabilidad, en el pesaje pediátrico. Los modelos Detecto 450, 451, 459 y 4951 le ofrecen la elección entre kilogramos, libras o ambos. Peso ligero y atractivo, estos modelos se caracterizan por ser muy resistentes, tener una estructura inoxidable y vigas de doble lectura visible de cualquier lado de la balanza. Son de fácil limpieza bandejas de poliestireno y una huella compacta.



CALIDAD EN PESAJE

El innovador diseño de las balanzas caracterizada por sus lecturas dobles en ambos lados de la viga de peso haciendo de esta más rápida y simple. Libras, kilogramos gramos, están disponibles en la viga de aluminio de fácil lectura.

ESPECIFICACIONES

CAPACIDADES:	450 - 130 lb x 1 oz 451 - 65 kg x 20 g 459 - 40 lb x 0.5 oz / 17.5 kg x 10 g 4591 - 20 kg x 10 g
DIMENSIONES GENERALES:	27" H x 22" W x 21" D / 69 cm H x 56 cm W x 53 cm D
DIMENSIONES DE BANDEJA:	4.5" H x 22" W x 14.75" D / 11 cm H x 56 cm W x 37 cm D
PESO DE EMBARQUE:	33 lb / 15 kg
CONSTRUCCIÓN:	Acero pintado, con buen acabado.
TALLÍMETRO :	Medida de hasta " 22 / 56 cm

Detecto Scale se reserva el derecho de mejorar, alterar o modificar las funciones y especificaciones sin previo aviso.

 **DETECTO**[®]
A Division of Cardinal Scale Manufacturing Co.

203 E. Daugherty, Webb City, MO 64870 USA
Ph: 417-673-4631 or 1-800-641-2008 Fax: 417-673-5001
www.Detecto.com

Vendido por:



MADE IN USA