


PROMED®

Modelos 6127/6129

Basculas Digitales para el Cuidado de la Salud

- Gran capacidad 500lb/220Kg
- Hecho en EE.UU.
- Índice de Masa Corporal



La balanza para uso médico de Detecto modelo 6129 con altímetro es la elección perfecta para el hogar, consultorio, hospital o clínica. Esta balanza hecha en EE.UU. está diseñada para años de uso confiable y preciso, pero es lo suficientemente versátil para cubrir todos los requerimientos de peso para la salud. Con una capacidad de hasta 500lbs, el modelo 6129 está diseñado para monitorear el peso en la casa o consultorio. Prescrito por dietistas y doctores, la función de BMI (Índice de Masa Corporal por sus siglas en inglés) es fácil de leer para el monitoreo de pacientes y sus necesidades médicas.

*Detecto
Modelo 6129
Balanza Digital
para cuidado
de la Salud*

BASCULA DIGITAL A LA ALTURA DE LA CINTURA

La construcción en acero de la bascula Detecto le asegura años de confiabilidad y su terminado con pintura epóxica al horno es fácil de limpiar para mantener un ambiente sanitario tanto en la casa como en la oficina. Adicionalmente, la plataforma grande agrega estabilidad y confort para uso cotidiano. Detecto es el productor original de la bascula medica mayoritariamente vista en la industria de la salud y presentado en varios programas de televisión como "How It's Made".



Modelo
6127

MODELO	CAPACIDAD	ALTÍMETRO	PESO
6127	500 lb x 0.2 lb / 225 kg x 0.1 kg	ninguno	31 lb / 14 kg
6127KG	225 kg x 0.1 kg	ninguno	31 lb / 14 kg
6129	500 lb x 0.2 lb / 225 kg x 0.1 kg	30" - 78" / 76 cm - 200 cm	34 lb / 15 kg
6129KG	225 kg x 0.1 kg	30" - 78" / 76 cm - 200 cm	34 lb / 15 kg

Plataforma: 10.75" W x 14.75" D / 27 cm W x 37.5 cm D

Pantalla: Seis dígitos LCD con siete segmentos de 0.75" / 19 mm de alto

Poder: 6 pilas "AA" Alcalinas, Ni-Cad o NiMH (no incluidas) o un adaptador opcional de corriente de 100 a 240 VAC 50/60Hz 12VDC 1A

Modelo
6129KG

- Fácil Calculo de BMI.
- Producto duradero hecho en EE.UU. completamente hecho en acero para un largo uso.
- Pantalla grande para visualizar mejor el peso y BMI.
- Plataforma espaciosa.
- Usa baterías recargables Alcalinas o NiCad y un adaptador opcional.
- Bascula digital de alta capacidad 500 lb / 220 Kg x 0.5 lb / 200g.

DIMENSIONES GENERALES

Anchura: 10.875" / 28 cm

Altura: 37.875" / 96 cm

Profundidad: 20.875" / 53 cm



Digitos extra-grandes de 0.75" / 19 mm de alto para una pantalla de fácil lectura.

Simplemente toque la tecla BMI y utilice las flechas direccionales para ajustar la altura del paciente para el calculo del BMI.

Ya sea que requiera de una bascula para uso personal o para su concurrido consultorio, las basculas de la serie ProHealth de Detecto son los modelos que mejor soportan sus necesidades de pesaje. Las basculas Prohealth son totalmente soportadas por la familia de servicio al cliente de Detecto para atender sus llamadas ofreciendo asistencia y soporte al producto.

Detecto Scale se reserva el derecho de mejorar o modificar la características y especificaciones de esta bascula sin previo aviso.



DETECTO
A Division of Cardinal Scale Manufacturing Co.

Sold By:

203 E. Daugherty, Webb City, MO 64870 USA
Pb: 417-673-4631 or 1-800-641-2008 Fax: 417-673-5001
www.Detecto.com

TRADUCCIÓN LIBRE DE
A. JAIME ROJAS REPRESENTACIONES GENERALES S.A.
Rev 2