

MEDI-PUMP® ASPIRATORS Aspiradores



MODEL #1615
MODELO NO. 1615



MODEL #1205 AC/DC
Battery Powered Model

MODELO NO. 1205 CA/CC
Modelo alimentado por batería



MODEL #1630
MODELO NO. 1630 GL

12 VOLT DC POWER CORD
Cordón de alimentación para
fuente de 12 voltios de CC

AC CHARGER
Cargador de CA



MODEL #1634 DC
MODELO NO. 1634 DC/GL



MODEL #1635
MODELO NO. 1635



OPTIONAL 800 CC
GLASS JAR ASSEMBLY
ON "GL" SERIES
Frasco opcional de vidrio
de 800 CC en la serie "GL"

The MEDI-PUMP® Aspirator from Thomas Industries offers many advantages to the user. Designed for a wide variety of medical suction applications, these portable aspirators are ideal for hospitals, nursing homes, home care and clinics.

El Aspirador MEDI-PUMP® de Thomas Industries ofrece muchas ventajas al usuario. Diseñados para una variedad de aplicaciones para succión médica, estos aspiradores portátiles son ideales para hospitales, hogares de ancianos, cuidados al paciente en su hogar y clínicas.

SPECIFICATIONS and Applications



	1205	1615	1630 1630 GL	1634 DC 1634 DC/GL	1635
Displacement	11 LPM	15 LPM @ 0 mm Hg	34 LPM	34 LPM	34 LPM
Max. Vacuum	560 mm HG @ sea level	584 mm HG @ sea level	560 mm HG @ sea level	560 mm HG @ sea level	560 mm HG @ sea level
Usage Rating	Intermittent	Continuous	Continuous	Continuous	Continuous
Sound Level	59 dba from 1 meter	58 dba from 1 meter	60 dba from 1 meter	56 dba from 1 meter	60 dba from 1 meter
Capacity: Plastic Bottle cc/Type	1200cc/Autoclavable	800cc/Disposable	1200cc/Autoclavable	1200cc/Autoclavable	1200cc/Autoclavable
Plastic Bottle "GL" cc/Type	N/A		800cc/Autoclavable	800cc/Autoclavable	N/A
Service-free Life	1500-2000 Hours	1500-2000 Hours	5000-8000 Hours	2000-3000 Hours	5000-8000 Hours
Weight	4.5 Kg	2.9 Kg	4.9 Kg / "GL" 5.3 Kg	3.1 Kg / "GL" 3.5 Kg	4.6 Kg
Vacuum Pump Type	Oil-less Piston	Oil-less Piston	Oil-less Diaphragm	Oil-less Diaphragm	Oil-less Diaphragm
Cord Length	2.5 meters-cigarette lighter plug	2 meters	2 meters	3 meters-cigarette lighter plug	2 meters
Size	30 cm x 19 cm x 23 cm (L x W x H)	28 cm x 21 cm x 25.5 cm (L x W x H)	37.5 cm x 21 cm x 25.5 cm (L x W x H)	37.5 cm x 21 cm x 25.5 cm (L x W x H)	37.5 cm x 21 cm x 25.5 cm (L x W x H)
Motor Type: AC/DC	AC/12 volt DC	AC	AC	12 Volt DC	AC
Electrical Requirements	Charger Voltage Modelo 1205 - 115V AC, 60 Hz Modelo 1206 - 220-240V AC, 50 Hz Modelo 1207 - 230V AC, 60 Hz	Modelo 1615 - 115V AC, 60 Hz Modelo 1616 - 220V AC, 50 Hz Modelo 1617 - 230V AC, 60 Hz	Modelo 1630 - 115V AC, 60 Hz Modelo 1632 - 220V AC, 50 Hz Modelo 1633 - 230V AC, 60 Hz	12V DC 8 Amps 1634 DC 1634 DC/GL	Modelo 1635 - 115V AC, 60 Hz Modelo 1636 - 220V AC, 50 Hz Modelo 1637 - 230V AC, 60 Hz
Suggested Applications	Mobil/Ambulance	Home Care	Hospital/Clinical, Nursing Home	Mobil/Ambulance	Hospital/Clinical, Nursing Home

ESPECIFICACIONES y Aplicaciones

	1205	1615	1630 1630 GL	1634 DC 1634 DC/GL	1635
Desplazamiento	11 l/min	15 l/min a 0 mm Hg	34 l/min	34 l/min	34 l/min
Presión máxima	560 mm HG al nivel del mar	584 mm HG al nivel del mar	560 mm HG al nivel del mar	560 mm HG al nivel del mar	560 mm HG al nivel del mar
Clasificación de funcionamiento	Intermitente	Continua	Continua	Continua	Continua
Nivel acústico	59 dba desde 1 metro	58 dba desde 1 metro	60 dba desde 1 metro	56 dba desde 1 metro	60 dba desde 1 metro
Capacidad: de Botella Plastico cc/Tipo	1200cc/Autoclavable	800cc/Desechable	1200cc/Autoclavable	1200cc/Autoclavable	1200cc/Autoclavable
de Botella Vidrio cc/Tipo	N/A		800cc/Autoclavable	800cc/Autoclavable	N/A
Vida útil sin necesitar servicio	1.500-2.000 Horas	1.500-2.000 Horas	5.000-8.000 Horas	2.000-3.000 Horas	5.000-8.000 Horas
Peso	4,5 Kilos	2,9 Kilos	4,9 Kilos / "GL" 5,3 Kg	3,1 Kilos / "GL" 3,5 Kg	4,6 Kilos
Tipo de bomba de vacío	Piston sin lubricación	Piston sin lubricación	Diaphragma sin lubricación	Diaphragma sin lubricación	Diaphragma sin lubricación
Longitud del cordón	Longitud del cordón enchufe para encendedor de cigarrillos: 2.5 metros	2 metros	2 metros	Longitud del cordón enchufe para encendedor de cigarrillos: 3 metros	2 metros
Dimensiones	30 cm x 19 cm x 23 cm (L x An x Alt)	28 cm x 21 cm x 25.5 cm (L x An x Alt)	37.5 cm x 21 cm x 25.5 cm (L x An x Alt)	37.5 cm x 21 cm x 25.5 cm (L x An x Alt)	37.5 cm x 21 cm x 25.5 cm (L x An x Alt)
Tipo del motor: CA/CC	12 voltios de CC	CA	CA	12 voltios de CC	CA
Requerimientos eléctricos	Charger Voltage Modelo 1205 - 115V CA, 60 Hz Modelo 1206 - 220-240V CA, 50 Hz Modelo 1207 - 230V CA, 60 Hz	Modelo 1615 - 115V CA, 60 Hz Modelo 1616 - 220V CA, 50 Hz Modelo 1617 - 230V CA, 60 Hz	Modelo 1630 - 115V CA, 60 Hz Modelo 1632 - 220V CA, 50 Hz Modelo 1633 - 230V CA, 60 Hz	12V de CC 8 Amps 1634 DC 1634 DC/GL	Modelo 1635 - 115V CA, 60 Hz Modelo 1636 - 220V CA, 50 Hz Modelo 1637 - 230V CA, 60 Hz
Aplicaciones recomendadas	Uso móvil/ambulancia	Cuidado al paciente en su hogar	Uso hospitalario/clínico, cuidado al paciente en su hogar	Uso móvil/ambulancia	Uso hospitalario/clínico, cuidado al paciente en su hogar